

Компания «Алкон» объявляет о запуске нового раствора **AOSEPT® PLUS HydraGlyde®**

Новая система ухода за контактными линзами объединяет в себе преимущества пероксидного раствора и усиленное увлажнение [1] для длительного комфорта [2].

- **Запатентованная формула*** одноступенчатой пероксидной системы для ухода и хранения контактных линз **AOSEPT® PLUS**, не содержащая консервантов, теперь дополнена увлажняющей матрицей **HydraGlyde®**.
- **Запатентованная система увлажнения HydraGlyde®**** способна встраиваться в материал контактной линзы, обеспечивая увлажнение [1] и комфорт в течение всего дня [2].

Москва, январь 2018 года. Компания «Алкон», № 1 в офтальмологии ***, объявляет о запуске на российском рынке новой одноступенчатой пероксидной системы для ухода и хранения контактных линз **AOSEPT® PLUS HydraGlyde®**. Это новый продукт в известной линейке пероксидных растворов «Алкон», предназначенных для ухода за всеми видами мягких и жестких контактных линз. Этот инновационный продукт сочетает в себе систему пероксидной дезинфекции, признанную «золотым стандартом» в дезинфекции [3], и увлажняющую матрицу **HydraGlyde®**, разработанную для длительного увлажнения всех видов контактных линз. Результат – кристальная чистота, ощущение новой линзы каждый день [4] и комфорт, который длится в течение всего дня ношения [2].

«Новая формула **AOSEPT® PLUS HydraGlyde®** не содержит консервантов и обеспечивает ощущение новой линзы каждый день [4], – говорит директор подразделения контактной коррекции «Алкон» Наталья Петлюк. – Вам остается только подобрать пациенту подходящие контактные линзы, а новый раствор сделает все для того, чтобы пациент был доволен на протяжении всего периода их ношения».



С пероксидной системой **AOSEPT® PLUS** знакомы многие пользователи: четыре из пяти пациентов, принявших участие в опросе, говорят о том, что с этим раствором линзы настолько чистые, что ощущаются как новые [4]. Кроме того, раствор не содержит консервантов: после нейтрализации пероксида линзы остаются в мягком растворе, по составу близком к слезе [5].

Запатентованная формула с системой очистки тройного действия работает в трех направлениях:

* **AOSEPT® PLUS HydraGlyde®**, патент US 9591850 B2.

** Увлажняющая матрица **HydraGlyde®**, патент US 20110059039 A1.

*** Согласно базам данных ООО «АйЭмЭсХэлс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ», ООО «Алкон Фармацевтика» является лидером по объему в денежном выражении в рублях в розничных ценах в группе 501 «ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ» (Классификация EphMRA) по итогам 2016 года.

- Пероксид водорода проникает в материал и дезинфицирует линзу, уничтожая патогенные микробы путем окисления. Пероксид считается «золотым стандартом» в дезинфекции [3] благодаря способности уничтожать даже устойчивые бактериальные биопленки [6] и цисты акантамебы [7]. При этом в процессе нейтрализации пероксид распадается на кислород и воду, а количество остаточного пероксида после нейтрализации в несколько раз ниже порога чувствительности глаза [8].
 - Входящий в состав раствора сурфактант обеспечивает глубокую очистку линзы, снижая поверхностное натяжение раствора и удаляя загрязнения с поверхности путем формирования мицелл. Пузырьки кислорода, образующиеся в процессе нейтрализации, способствуют активному удалению загрязнений [9].
 - Для удаления белковых отложений необходим особый подход: отрицательно заряженный сурфактант притягивает положительно заряженные молекулы белка, отрывая их от поверхности линзы. Механическое действие пузырьков кислорода помогает справиться даже с самыми прочными белковыми загрязнениями [9].
- В новом растворе AOEPT® PLUS HydraGlyde® компания «Алкон» дополняет преимущества эффективной очистки [9] и дезинфекции [6, 7] способностью длительно поддерживать смачиваемость линзы [1] с помощью запатентованной технологии увлажнения HydraGlyde. Увлажняющая матрица HydraGlyde® обладает способностью встраиваться в материал контактной линзы, прочно прикрепляя влагу к поверхности линзы. Этот гидрофильный барьер защищает линзу от липидных отложений, уменьшает трение между линзой и тканями глаза, поддерживает увлажненность поверхности линзы [1] для комфорта в течение всего дня [2]. В результате пользователи могут дольше наслаждаться комфортом в своих линзах [2].
- Для специалистов по контактной коррекции улучшенное увлажнение обозначает увеличение количества довольных пациентов. Это отличное решение для пациентов с чувствительными глазами, аллергией на консерванты многофункциональных растворов [10]. Кроме того, симптоматичные пользователи – те, кто испытывает су-

хость и дискомфорт в течение дня ношения контактных линз, – согласно исследованиям, подтверждают увеличение времени комфортного ношения линз на 3 часа [11].

Более подробную информацию о запуске нового продукта можно найти на сайте в разделе для специалистов: <https://www.moiglaza.ru/hcp/>.

О продуктах «Алкон» для ухода за контактными линзами:

Компания «Алкон» предлагает 2 линейки продуктов для ухода за контактными линзами: многофункциональные растворы «Опти-Фри»® с системой двойной дезинфекции для очистки, дезинфекции и хранения мягких контактных линз и одноступенчатые пероксидные системы AOEPT® для ухода и хранения всех видов контактных линз.

Ссылки

1. Muya L., Angela S., Alvord L., Nelson J., Lemp J. Wetting substantivity of a new hydrogen peroxide disinfecting solution on silicone hydrogel contact Lenses // Poster presented on BCLA, Liverpool, UK, 29–31 May 2015.
2. В исследовании с участием 229 пользователей мягких контактных линз и 69 пользователей жестких контактных линз // Данные исследований «Алкон», 2014.
3. Nathan E. Contact lens complications // Elsevier Health Sciences, 19 июня 2012 г.
4. Исследование с участием 107 пользователей контактных линз, использующих пероксидный раствор AOEPT® PLUS // Данные исследований «Алкон», 2007.
5. Данные исследований «Алкон», 2014.
6. Szczotka-Flynn L., Imamura Y., Chandra J. и соавт. Increased resistance of contact lens-related bacterial biofilms to antimicrobial activity of soft contact lens care solutions // Cornea. – 2009. – Vol. 28. – № 8. – P. 918–926.
7. Gabriel M., Catalone B., McAnally C. и соавт. Biocidal efficacy of a new hydrogen peroxide system against bacteria, fungi and Acanthamoeba species // Optom. Vis. Sci. – 2014. – Vol. 91: E-abstract 145192.
8. Данные исследований «Алкон», 2014.
9. Данные исследований «Алкон», 2014.
10. Dillehay S., McCarter H. A comparison of multi-purpose care systems // Contact Lens Spectrum. – April 2002.
11. Данные исследований «Алкон», 2015; p < 0,05.
12. Оценка времени комфортного ношения на с привычным МФР и через 30 дней использования AOEPT PLUS HydraGlyde у симптоматичных пользователей МФР.

«Алкон», подразделение компании «Новартис».

889510RU012018 ООО «Алкон Фармацевтика»,

125315, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 72, корп. 3

Тел.: +7 (495) 775-68-69; +7 (495) 961-13-33. Факс: +7 (495) 961-13-39

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ